

KURZANLEITUNG

VERHÄRTUNGSEINSCHUB FÜR SENSO FLEX 3000 ECS


1.

vorhandene Folie nehmen und über den roten
Schaumstoff stülpen




2.

Die Folie mit dem innenliegenden Schaumstoff
durch die ECS-Leiste ziehen



3.

Nach dem Durchführen des Schaumstoffs die
Plastikhülle auf der anderen Seite herausziehen



Irrtümer/Modell-Änderungen vorbehalten.
Alle Maßangaben sind ca-Maße.